

**GARANTIA
EXTRA**

COBERTURA PARA TODAS LAS MARCAS Y ESTILOS

NO SE ARRIESGUE.

Mientras la mejor audición con amplificación se convierte en una parte vital de su vida diaria, la necesidad de proteger esta preciosa inversión es especialmente importante. El estar de repente sin sus instrumentos auditivos puede ser muy desagradable, no sólo para usted, sino también para sus familiares y amigos.

Aún con toda la precaución, lo impensable puede ocurrir. Los instrumentos auditivos pueden tener problemas de funcionamiento o perderse, lo que usualmente ocurre en el peor momento.



PROTECCION QUE SE ADAPTA A SUS NECESIDADES

Tenemos el agrado de poder ofrecerle una extensa cobertura con la “**garantía extra**” para TODAS las marcas de instrumentos auditivos. Disponible en todo momento, siempre y cuando el instrumento auditivo esté en condiciones apropiadas de operación, nuestros programas proporcionan protección contra fallas, daño y pérdida.

De hecho, todos los nuevos instrumentos **Starkey** hechos a la medida tienen un año de garantía que cubre reparaciones por problemas internos y de adaptación. Antes de que su garantía original expire, usted puede ampliar esta cobertura seleccionando la extensión de la **garantía extra**. De igual forma, nos enorgullece ofrecerle la cobertura de daño y reparación para otras marcas de instrumentos auditivos. Nos encantaría explicarle cuál de estos programas flexibles de protección se adapta mejor a sus necesidades de audición y estilo de vida.

¿COMO FUNCIONA LA GARANTIA EXTRA?

Si usted experimenta problemas con su(s) instrumento(s) auditivo(s) durante el período de garantía, simplemente llévelos con su tarjeta de garantía a su profesional de la audición **Starkey**. En muchos casos, el profesional de la audición **Starkey** puede diagnosticar el problema y hacer correcciones inmediatas. Para problemas más complejos, sus instrumentos pueden ser enviados al fabricante o al laboratorio de reparación.

Starkey posee el servicio de reparación más grande del mundo, con los técnicos más experimentados de la industria. Aceptamos todas las reparaciones inclusive aquellas de otras marcas que sus fabricantes originales no aceptan o no pueden reparar.



DISFRUTE LA AUDICION LIBRE DE PREOCUPACION

Para la mayoría de usuarios, los instrumentos auditivos se convierten en una parte vital y normal de su vida, a tal punto que llegan a olvidar que están usando los instrumentos. Déjenos proteger y mejorar su tranquilidad con la cobertura de la **garantía extra** de **Starkey**.

Los instrumentos auditivos son pequeños aparatos sofisticados que pueden proveer años de beneficio si se cuidan apropiadamente. La siguiente es una lista de precauciones para el cuidado de sus instrumentos auditivos:

- Nunca intente reparar sus instrumentos auditivos. Reparaciones hechas por usted mismo usualmente causan más daño. Cualquier problema debe ser reportado inmediatamente a su profesional de la audición **Starkey**.
- Nunca use sus instrumentos auditivos en la ducha o mientras nada.
- Si sus instrumentos auditivos se mojan, nunca trate cualquier método de “secado rápido” como microondas, secadoras de pelo u hornos. Consulte con su profesional de la audición **Starkey** si sus instrumentos no están funcionando debido a la humedad.
- Siempre coloque sus instrumentos auditivos en un lugar seguro, fuera del alcance de mascotas o niños pequeños.
- Si sus instrumentos auditivos tienen un sonido distorsionado o no claro, ellos podrían necesitar reparación y usted debería consultar a su profesional de la audición **Starkey** inmediatamente.
- Visite a su profesional de la audición **Starkey** al menos dos veces al año para realizar un seguimiento y mantenimiento de rutina de sus instrumentos auditivos. La pérdida auditiva es dinámica en su naturaleza y puede variar. Le recomendamos realizarse un examen auditivo al menos una vez al año para asegurarse que está recibiendo el máximo beneficio de sus instrumentos auditivos.

GARANTIA
EXTRA

Programas de Protección

Ahora existe una cobertura que se adapta
a las necesidades de su estilo de vida
y de sus instrumentos auditivos

PROGRAMA DE GARANTIA EXTRA DE LUJO, CONTRA PERDIDA, DAÑO Y REPARACION * *

Cobertura extensa para todas las reparaciones necesarias causadas por fallas de los componentes internos, daño accidental, y un reemplazo* (una sola vez) en caso de pérdida, robo o destrucción total.

Los audífonos deben estar en condiciones apropiadas de operación al momento de adquirir la cobertura. Todos los reemplazos serán hechos con audífonos **Starkey** equivalentes.



PROGRAMA DE GARANTIA EXTRA DE REPARACION

Cobertura para todas las reparaciones necesarias causadas por fallas de los componentes internos. Los instrumentos auditivos deben estar en condiciones apropiadas de operación al momento de adquirir la cobertura.

GARANTIA EXTRA EXTENDIDA

Disponible sólo para instrumentos auditivos **Starkey** actualmente bajo garantía original. Cobertura extensa para todas las reparaciones necesarias causadas por fallas de componentes internos, daño accidental y re-encapsulados/replatinados debido a problemas de adaptación. Además, se ofrece un reemplazo* (una sola vez) en caso de pérdida, robo o destrucción total. Todos los reemplazos serán hechos con instrumentos auditivos **Starkey** equivalentes.

* Se puede aplicar un cargo adicional
** Sólo para audífonos hechos a la medida

Visítenos para todos sus
servicios de garantía



www.starkey.com



GARANTIA
EXTRA



Cobertura completa
para instrumentos
auditivos

