



Un nivel nuevo de flexibilidad



Presentamos DaVinci Potencia Superior de Precisión - PsP, exclusivamente de Starkey Laboratories. El nuevo diseño proporciona la flexibilidad de ser colocado ya sea como un retroauricular con potencia superior o como un instrumento de oído abierto.



**Inventor, pintor, arquitecto.
Matemático, escultor, ingeniero.
Anatomista, artista de bosquejos.
Astrónomo, geógrafo, botánico.**

Un hombre del renacimiento.



En Starkey nos dedicamos a diseñar y entregar el más versátil conjunto de soluciones de amplificación para cumplir con la más amplia variedad de necesidades auditivas y estilos de vida.



Para simbolizar este logro, la familia de productos BTE DaVinci, recibió este nombre en honor a uno de los más prolíficos e innovadores pensadores de la historia.



¿Puede beneficiarlo DaVinci PsP?



www.starkey.com



DaVinci Potencia Superior de Precisión - PsP: Un nivel nuevo de flexibilidad.

DaVinci PsP™ (DaVinci Potencia Superior de Precisión) de Starkey Laboratories ofrece a los pacientes un nivel nuevo de flexibilidad auditiva. DaVinci PsP es el único instrumento retroauricular (BTE) estándar de potencia superior, diseñado para pacientes que sufren de una pérdida auditiva moderada a severa, que también ofrece una capacidad de adaptación abierta.

La configuración abierta de PsP ofrece a los pacientes con una pérdida auditiva con énfasis en las frecuencias agudas, un instrumento auditivo de oído abierto con suficiente potencia para poder complacer adecuadamente sus requisitos auditivos.

Para pacientes que requieren más potencia con las últimas características digitales, DaVinci PsP se adapta con un codo regular y un molde hecho a medida.

Para pacientes que están en transición a la amplificación, el auricular suave del PsP abierto y el tubo miniatura evitan la sensación de "oído tapado" que muchos



DaVinci PsP Estándar

usuarios nuevos de audífonos experimentan.

DaVinci PsP estándar y PsP abierto, proporcionan una amplificación clara y digital del sistema operativo de Imagen de Precisión Auditiva (PAI) de Starkey. PAI ofrece manejo del ruido, cancelación de retroalimentación y tres memorias programables.



DaVinci PsP Abierto

Para mejorar el entendimiento en todas las situaciones, DaVinci PsP estándar utiliza la exclusiva Imagen de Precisión Direccional (PDI) de Starkey. Este innovativo sistema de recepción de audio automáticamente reconoce sonidos y conversaciones frente suyo, mientras minimiza los sonidos menos importantes a los lados




DaVinci PsP Adaptación Exacta

y detrás de usted. Superando otra limitación de la amplificación tradicional, DaVinci PsP es el primer instrumento retroauricular en ofrecer conectividad inalámbrica y manos libres con teléfonos celulares y otros dispositivos compatibles con la tecnología Bluetooth.

El liviano módulo ELI (instrumento al nivel del oído), se conecta directamente a la entrada directa de audio de DaVinci PsP y proporciona un botón para contestar y finalizar llamadas dentro del alcance de 10 metros (33 pies).

Su suministro de potencia recargable, incorporado, no requiere de energía de la pila del instrumento auditivo y dura hasta 140 horas en el modalidad pasiva (standby).



ELI Con DaVinci PsP

Pregúntenos hoy día como DaVinci Potencia Superior de Precisión puede proporcionarle una potencia auditiva digital más flexible.