



La Tecnología nFusion de Starkey representa un avance vanguardista para la mejor audición. El primer instrumento de la industria en usar la nanociencia en su diseño, Destiny 400 ofrece características nunca antes posibles en un producto de nivel básico: eliminación completa de la retroalimentación, cambios automáticos que reconocen instantáneamente las señales que se reciben, y momentos de tranquilidad total.

La mejor tecnología es compleja al punto de la simplicidad. Eso es nFusion. Descubra como el circuito potente dentro de Destiny 400 puede devolverle el mundo de la audición natural.



Una compañía internacional con sede en  
Eden Prairie, Minnesota, USA.

Starkey Laboratories, Inc.  
6700 Washington Avenue South  
Eden Prairie, MN 55344-3476  
800.328.8602

[www.starkey.com](http://www.starkey.com)

© 2006 Starkey Laboratories, Inc.  
79523-050 5/06  
BROC9523-00-LS-EX

# Su futuro está aquí.

Consiga la mejor y más  
clara audición natural con el  
instrumento de la  
tecnología digital más  
avanzada disponible.  
Es Destiny.



## Una mejor audición a través de una ciencia superior



Hace una década, la conversión de audífonos analógicos a digitales mejoró la calidad de sonido en general. Pero algunos problemas – como la retroalimentación, ecos, estática, y el ruido blanco – permanecieron. Starkey Laboratories pasó años investigando la tecnología de punta que eliminaría estos problemas y llevar nuestros productos al siguiente nivel. El resultado: Destiny, un instrumento auditivo digital creado con la potencia e inteligencia de la nanociencia que es sensible, adaptativo, y casi tan intuitivo como el oído humano.

Con Destiny 400, puede disfrutar la audición nuevamente. Los sonidos son clasificados y procesados automáticamente por un circuito integrado de vanguardia utilizando una serie compleja de algoritmos. Este es un instrumento auditivo sofisticado de nivel básico que presenta la mejor eliminación de retroalimentación y capacidades direccionales disponibles actualmente. La adaptación es rápida y cómoda, el cambio es automático, y el enfoque es asombrosamente fácil de lograr.

Finalmente, un dispositivo cómodo y fácil de usar que entrega la experiencia auditiva que merece.

Las características estándar de Destiny 400 incluyen:

### La Intercepción Activa de Retroalimentación (AFI)

– es el sistema de eliminación de la retroalimentación más efectivo de la industria. Eso es porque la AFI utiliza un método completamente nuevo, pendiente de patente, que desplaza las señales molestas, así no solo desaparece la retroalimentación, sino que no deja artefactos acústicos irritantes.

**Adaptación ambiental** – un sistema de vanguardia – con supresión del ruido que automáticamente maneja y clasifica ambientes de sonido diferentes, así usted puede moverse fácilmente de una experiencia auditiva a otra.

**Detector Direccional del Habla (DSD)** – estándar en los estilos retroauriculares (BTE) y opcional en los otros estilos – con el modo direccional más silencioso en la historia del audífono. DSD continuamente monitorea los niveles de decibeles en ambientes ruidosos y ajusta su área de recepción.

**Autocoil** – ofrece una selección instantánea de modo auditivo de teléfono, sin la necesidad de cambio manual.