

En vez de escuchar TODAS las conversaciones...




... entienda la que más le importa.

Restaurantes y fiestas están llenos de sonidos y conversaciones que usted no necesariamente quiere escuchar. Por eso nosotros ofrecemos **PDI – Precision Directional Imaging (Imagen de Precisión Direccional)**, un sistema elaborado de


procesamiento digital que reduce los patrones de recepción del sonido para enfocarse en el área directamente frente a usted y la conversación que más le importa escuchar.



AMPLIFICACION
CONVENCIONAL



PRECISION
DIRECTIONAL IMAGING
(IMAGEN DE PRECISION DIRECCIONAL)



www.starkey.com